

Smokerlyzer® CO Tabelle



COppm **%COHb**

30	5.43
29	5.27
28	5.11
27	4.95
26	4.79
25	4.63
24	4.47
23	4.31
22	4.15
21	3.99
20	3.83
19	3.67
18	3.51
17	3.35
16	3.19
15	3.03
14	2.87
13	2.71
12	2.55
11	2.39
10	2.23
09	2.07
08	1.91
07	1.75
06	1.59
05	1.43
04	1.27
03	1.11
02	0.95
01	0.79

Referenz:

1. COppm-% COHb-Berechnung von: Jarvis M et al (1986) "kostengünstige Kohlenmonoxidmonitore in der Raucherbewertung" Thorax 41 pp 886-887.



COppm **%COHb**

30	5.43
29	5.27
28	5.11
27	4.95
26	4.79
25	4.63
24	4.47
23	4.31
22	4.15
21	3.99
20	3.83
19	3.67
18	3.51
17	3.35
16	3.19
15	3.03
14	2.87
13	2.71
12	2.55
11	2.39
10	2.23
09	2.07
08	1.91
07	1.75
06	1.59
05	1.43
04	1.27
03	1.11
02	0.95
01	0.79

Referenz:

1. COppm- %FCOHb-Berechnung von: Gomez C. et al (2005)

"Ausatemluft-Kohlenmonoxid-Konzentration bei Müttern und ihren Ehegatten über 5ppm verbunden mit einem verminderten fetalen Wachstum Präventivmedizin 40pp 10-15.

AKYmedical plus

Finkenberger Weg 24a 58256 Ennepetal

Tel: +49 (0)2333 974 444, Fax: +49 (0)2333 974 445

Email: info@akymedicalplus.de

© AKYmedical plus 2017

Deutsche Ausgabe 1 Mai 2017
AKYmedical plus behält sich das Recht vor ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Updates vorzunehmen.

